

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI THIẾT BỊ		Mã hiệu: HD.29. 2015 Ngày ban hành: 8/2015 Lần ban hành: 01
Người viết: Nguyễn Thị Hòa		
Người phê duyệt: Nguyễn Thanh Bình		

I. Mục đích:

Hướng dẫn cho nhân viên Khoa Xét nghiệm cách đánh giá độ tương đồng giữa hai thiết bị.

II. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các xét nghiệm đăng ký ISO 15189:2012 chạy trên hệ thống máy khác nhau.

Thời gian áp dụng: một lần/năm

III. Cách thức tiến hành

1. Vật liệu gồm có: huyết thanh kiểm tra (control) hoặc chứng âm, chứng dương, mẫu bệnh phẩm.
2. Cách thức thực hiện: Chạy từ 5 - 20 lần cùng một thời điểm, số lần lần chạy lặp lại tùy thuộc vào từng xét nghiệm.
3. Phân tích số liệu: theo xác suất thống kê y học.
4. Kết luận