

Số: 412/NĐTW - HCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

V/v: Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán
mua sắm túi ép tiệt trùng và hóa chất khử
khuẩn dụng cụ tại bệnh viện

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế trên địa bàn

Căn cứ tờ trình số 66/TTr-HCQT ngày 10 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt danh mục túi ép tiệt trùng và hóa chất khử khuẩn dụng cụ tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo danh mục sau:

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
9	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt	Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đồ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w).	Can 5 lít	Can	50
10	Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn và dụng cụ y tế	Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu... pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại	Can 5 lít	Can	10

16	Túi ép tiệt trùng 20cm x 200m	- Túi ép tiệt trùng được sản xuất từ 2 chất liệu sau: 1 lớp giấy và 1 lớp film.- Đường ép chắc chắn và bền vững trong suốt quá trình tiệt trùng (Hơi nước hoặc khí EO) và trong quá trình sử dụng.- Chất liệu giấy: +> Trọng lượng giấy: 70g/m ² +> Độ dày: (80µm - 120µm) ± 5+> Độ thấm khí: 300 - 1000 ml/min+> Độ thấm nước bề mặt: 9-30 s/10mlQ-Màng film đa lớp: +> Độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm)+> Khả năng chịu nhiệt: 170°C- Chất chỉ thị: +> Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu Vàng - Cam khi tiệt trùng bằng khí EO.+> Chỉ thị màu Xanh chuyển sang màu Nâu - Đen khi tiệt trùng bằng hơi nước.- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015.	8 cuộn / thùng	Cuộn	30
17	Túi ép tiệt trùng 30cm x 200m		4 cuộn / thùng	Cuộn	20

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 24/4/2025. ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá P. HCQT
- Lưu P.HCQT


GIÁM ĐỐC
 BỆNH VIỆN
 BỆNH NHIỆT ĐỚI
 TRUNG ƯƠNG
 Phạm Ngọc Thạch