

PHIẾU KIỂM TRA VI SINH KHÔNG KHÍ

Tháng.....năm.....

PHÒNG:.....

Người đặt đĩa:.....

Ngày đặt đĩa:.....

| Môi trường | Số khuẩn vi khuẩn/hộp thạch | | | | |
|-----------------------------|--|------------|---|------------|---|
| | Góc phải 1 | Góc phải 2 | Góc trái 1 | Góc trái 2 | Ở giữa |
| BA | | | | | |
| SAB | | | | | |
| Số khuẩn lạc trung bình | = tổng số khuẩn lạc/ tổng các hộp thạch= | | | | |
| Thời gian đặt hộp thạch (k) | <input type="checkbox"/> k= 1 (5 phút) | | <input type="checkbox"/> k= 2 (10 phút) | | <input type="checkbox"/> k= 3 (15 phút) |
| Tổng VSV/m ³ | = (số khuẩn lạc TB x 100 x 100)/ (S x k) = | | | | |

Đánh giá:

Đạt yêu cầu (< 1500 CFU/ m³ và < 2CFU nấm mốc)

Không đạt yêu cầu:.....

Đề nghị:.....

Ngày:.....

Người thực hiện:.....

Ngày.....

Xem xét